






Produto	Referência	Designação	Descrição
	P2HE2000	Alça PediGuard ¹	A Alça deve ser usado com o pino DSG.
	D1PU0001	Pino DSG ¹	O Pino DSG, com o sensor bipolar DSG proprietário incorporado, permite a identificação do tecido e o redirecionamento do dispositivo
	D1TA000X*	Eixo rosqueado ²	O Eixo rosqueado está disponível em diferentes diâmetros (Ø4,0mm, Ø4,5mm, Ø5,5mm).
	D1RH0001	Alça de catraca DSG ²	O Alça de catraca DSG permite a progressão incremental do eixo rosçado no osso.
	D1ST000X*	Manga DSG ²	Nos procedimentos MIS, o Manga DSG protege os tecidos durante a perfuração do pedículo e indica a profundidade da perfuração.

*X refere-se a um número de peça, dependendo dos diâmetros.

¹ Dispositivos descartáveis, consulte as instruções de uso (LP2A036) para um uso ideal.

² Instrumentos reutilizáveis, consulte as instruções de uso (LP2A036) para um uso ideal.

SpineGuard[®]
Making spine surgery safer

www.spineguard.com

Fabricante:
SpineGuard[®] S.A.
10, Cours Louis Lumière
94300 Vincennes, France
Phone: +33 1 45 18 45 19
Fax: +33 1 45 18 45 20

Documento não contratual. Ref. GPI/PC/322P

Straight

Curved

Cannulated

Threaded

Tecnologia DSG[®]
Orientação cirúrgica dinâmica

PediGuard[®]
Hear what you cannot see

Catálogo do produto
DSG connect

SpineGuard[®]
Making spine surgery safer







PROCEDIMENTOS PADRÃO

Produto	Referência	Designação	Descrição
	P1-AU511	PediGuard Reto - 4.0mm	O PediGuard® 4,0 mm é a maior sonda usada principalmente para perfurar pedículos lombares ou sacrais.
	P1-AU512	PediGuard Reto - 3.2mm	O PediGuard® 3,2 mm é a sonda ideal para perfurar pedículos na coluna torácica, lombar ou sacral.
	P1-AU514	PediGuard Reto - 2.5mm XS	O PediGuard® 2,5 mm XS é a menor sonda. Possui ponta afiada e rígida para permitir a penetração no osso esclerótico e pequenos pedículos, principalmente na região cervical.
	P1-AU550	PediGuard Curvo	O PediGuard® Curvado A sonda foi projetada para facilitar o redirecionamento durante a perfuração do pedículo.
	P1-AU551	PediGuard Curvo - XS	O PediGuard® XS curvo é a menor sonda curva. A curva na ponta facilita o redirecionamento durante a perfuração do pedículo, principalmente na coluna torácica.

Nota: Produtos adicionais disponíveis mediante solicitação.

PROCEDIMENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS

Produto	Referência	Designação	Descrição
	P2HE2000	Alça PediGuard	O cabo deve ser usado com uma agulha de 160 mm de comprimento.
	P2ND1001	Agulha PediGuard Canulado Ponta do trocarcete 160mm	O 160 mm agulha longa com ponta do trocarcete para ser usado com a alça.
	P2ND1002	Agulha PediGuard Canulado Ponta chanfrada 160mm	O 160 mm agulha longa com ponta chanfrada para ser usado com a alça. A ponta chanfrada aumenta a dirigibilidade da agulha durante a perfuração pedicular.
	P2ST1060	Estilete inicial Ponta do trocarcete 160mm	O Estilete inicial para facilitar a perfuração cortical no ponto de entrada do pedículo em 160 mm.

QUAISQUER PROCEDIMENTOS

Produto	Referência	Designação	Descrição
	D1TB000X*	DSG Connect Tablet	O DSG Connect App permite a visualização e coleta do sinal medido na ponta dos dispositivos DSG Connect.

* X refere-se à versão da tábua.